

Bestellschein

Seite ____ von ____

Empfänger:

biomedis Kalibrierservice GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 2
35394 Gießen
Germany

Absender:

Firma/Labor: _____
Ansprechpartner: _____
Abteilung/Gebäude: _____
Straße / Hausnr.: _____
PLZ / Ort: _____
Telefon / Fax: _____
Email: _____
Kostenstelle: _____
Bestellnr.: _____ Datum: _____

Auftrag:

Für nachfolgend aufgeführte Pipetten gilt:

Kalibrierung gemäß DIN EN 8655-6 und DKD-R 8-1 unter Berücksichtigung der

- Herstellergrenzwerte
- Normgrenzwerte
- Anwendergrenzwerte

Der Service und die Kalibrierung sollen nach folgendem Modul (siehe auch Preisliste biomedis) erfolgen:

- Modul S: Wartung, gravimetrische Kalibrierung bei 2 Volumina mit je 4 Messungen, Servicebericht
- Modul L: Wartung, Vorabmessung, gravimetrische Kalibrierung bei 3 Volumina mit je 4 Messungen, Servicebericht, Werkskalibrierschein, Kalibriermarke
- Modul X: Wartung, Vorabmessung, gravimetrische Kalibrierung bei 3 Volumina mit je 10 Messungen, Servicebericht, Werkskalibrierschein, Kalibriermarke
- Modul XL: wie Modul L, aber zusätzlich einer vollumfänglichen Eingangskalibrierung bei 3 Volumina mit je 10 Messungen
- DAkKS-Kalibrierschein anstelle des Werkskalibrierscheines (Nur für die Module X und XL erhältlich)

Für etwaige Reparaturen erteilen wir eine einmalige Kostenfreigabe bis zu einem maximalen Wert von _____ € (zzgl.MwSt)

Unbedenklichkeitserklärung:

Ich erkläre verbindlich, dass

- die Pipette/n vor dem Versand sorgfältig gereinigt und dekontaminiert wurde/n
- von der/den Pipette/n keinerlei Gefahr durch bakteriologische, virologische, chemische oder radioaktive Kontamination ausgeht
- ich mir bewusst bin, dass bei Schäden durch kontaminierte Pipetten Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können.

_____/_____/_____
Datum / Ort / Name / Unterschrift

Bestellschein

Lfd. Nr.	Pipette / Typ	Nennvolumen (µl)	Serien-Nr.	Interne ID	Kalibrierintervall (Monate)	Bemerkungen
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
18						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						