

# PETRISWISS MINI PS20

Die neue PETRISWISS MINI PS20 ist eine auf modernsten Erkenntnissen basierende, vollautomatische und sehr präzise Petrischalenabfüllanlage „made in switzerland“ der neusten Generation, mit einer Vielzahl verschiedenster Anwendungsmöglichkeiten, zu einem sensationellen Preis- / Leistungsverhältnis.

## EINSATZGEBIETE

Laboratorien, Forschung/Entwicklung, Chemische Industrie, Pharma Industrie, Spitäler, Lebensmittel Industrie, Universitäten, etc. etc.

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

SCHALENZUFÜHRUNG: für bis zu 20 Schalen

EINZELDOSIERUNG: programmierbare Medium-Dosiermenge pro Petrischale

STAPELUNG: programmierbare Stapelmenge (1-20) der befüllten Petrischalen

SCHALENAUSGABE: automatische Ausgabe der befüllten Schalen

## Gerätemerkmale

Sämtliche Programmdaten, Parameter sowie Betriebszustände werden auf einem Grafik-Display übersichtlich und klar definiert angezeigt. Das Gerätehandling ist sehr bedienerfreundlich gestaltet. Die Gerätebedienung erfolgt über einen topmodernen Touch Screen.

- Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für einwandfreie Lesbarkeit.
- Leicht verständliche und benutzerfreundliche Bedienung mit Touch Screen.
- Bedienerführung in deutsch oder in englischer Sprache vom Benutzer frei wählbar.
- Vollautomatisches Abfüllen und Stapeln der Petrischalen.
- Hoher, störungsfreier Petrischalendurchsatz.
- Dosiermengen, Geschwindigkeit, Pausenzeit, und Antidropfunktion programmierbar.
- Stapelfunktion
- Automatische Initialisierung sowie Durchführung eines Selbsttestes.
- Selbstüberwachung sämtlicher Gerätefunktionen (Motoren, Schalter, .....).
- Einfache Pflege bzw. Wartung der einzelnen Gerätebauteile.

